

Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

ANTICUERPOS ANTI ScI-70 por ELISA

. Actualizado en Octubre 2023 por TM Jacqueline Parada. Revisado y Aprobado por TM César González.

Código del Examen : 036

Nombres del Examen : Anticuerpos Anti Scl-70 (Topoisomerasa 1) por ELISA

Laboratorios de Procesamiento

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados	
Laboratorio CMSJ Bioquímica (Autoinmunidad Elisa-Quantalyser)	Lunes a Viernes*	2 días hábiles	

^{*}Diariamente ingresan a proceso las muestras recibidas hasta el día anterior.

Preparación del Paciente ¹ : No requiere preparación

Muestra Requerida : ■ Suero

Recolectar mínimo 2 mL de sangre en un tubo tapa roja (sin anticoagulante).

(Volumen mínimo de suero: 0.5 mL)

Muestra Opcional: No aplica

Estabilidad de la Muestra 1,2

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	8 horas	Sin información	No aplica
Suero	8 horas	2 días	1 mes

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día

Sangre Total: Ambiente SI/ Refrigerada NO/ Congelada NO Suero: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago

Suero: Ambiente NO/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.

Método Utilizado ¹ : Inmunoanálisis enzimático (ELISA) semicuantitativo

Intervalo de Referencia ¹ :

Unidades	Interpretación
< 20	Negativo
20 - 39	Positivo Débil
40 - 80	Positivo Moderado
> 80	Positivo Fuerte

Valor Crítico : No Aplica

Parámetros de Desempeño ¹ : Coeficiente de Variación Analítico Interensayo:

3.4% para concentraciones de 18.0 Unidades 9.1% para concentraciones de 51.9 Unidades



Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

Información Clínica 1,3

: El término ENA se refiere a "antígenos nucleares extractables": estos antígenos se han identificado como blanco de algunos anticuerpos antinucleares. La búsqueda de anticuerpos específicos contra estos ENAs tiene utilidad en la práctica clínica dadas sus asociaciones con determinadas enfermedades del tejido conectivo y algunas de sus manifestaciones.

El Scl-70 (Topoisomerasa 1) es una enzima nuclear de 100 kD y uno de los 6 antígenos ENAs. Los anticuerpos anti Scl-70 se observan en la Esclerosis Sistémica o Esclerodermia difusa. Los anticuerpos anti Scl-70 son más comunes en pacientes con compromiso cutáneo extenso y fibrosis pulmonar intersticial.

Referencias

- : 1. QUANTA Lite® Scl-70 ELISA. Inserto del Fabricante.
 - 2. World Health Organization. 2002. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations.
 - 3. Mayo Medical Laboratories. Scl-70 Antibodies, IgG, serum. Mayo Clinic.

