

PARVOVIRUS B19 IgG e IgM

Actualizado en Enero 2025 por TM. Ana M. Contreras.
Revisado y Aprobado por Dra. Marcela Ferrés.

Código del Examen : 873

Nombres del Examen : PARVOVIRUS B19 IgG e IgM

Laboratorios de Procesamiento :

| Laboratorio | Días de Procesamiento | Plazo de Entrega de Resultados |
|---|---|--------------------------------|
| Laboratorio de Infectología y Virología Molecular | Lunes a viernes (8:00 a 18:00 hrs) Sábado (9:00 a 15:00 hrs) | 2 días hábiles |

Preparación del Paciente : No requiere preparación.

Muestra Requerida : Sangre (suero), tubo tapa roja (sin anticoagulante)

Estabilidad de la Muestra :

| Muestra | T° Ambiente (20 - 25 °C) | Refrigerada (2 - 8 °C) | Congelada (-20°C) |
|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Sangre total | 6 hrs | 72 hrs | No |
| Suero | 6 hrs | 72 hrs | 30 días |

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día:
Sangre Total: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada NO
Suero: Ambiente Si/ Refrigerada Si/ Congelada Si

*Desde fuera de Santiago:
Suero: Ambiente Si/ Refrigerada Si/ Congelada Si

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : Inmunofluorescencia Indirecta

Intervalos de Referencia : Negativo

Valor Crítico : No aplica

Parámetros de Desempeño : Una muestra es positiva para IgG e IgM si se obtiene un resultado fluorescente positivo a una dilución de la muestra $\geq 1:16$ y $\geq 1:64$, respectivamente.

Información Clínica : Diagnóstico de infección aguda por Parvovirus B19, diagnóstico etiológico del eritema infeccioso.

Referencias : www.biotrin.com