

Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

PANEL VARICELA ZOSTER y HERPES SIMPLEX 1-2 POR PCR EN TIEMPO REAL

Actualizado en Mayo 2022 por TM. Ana Maria Contreras. Revisado y Aprobado por Dra. Marcela Ferrès.

Código del Examen : 2385

Nombres del Examen : Panel VZV y HSV 1-2 por PCR en tiempo real

Laboratorios de Procesamiento :

	Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
	Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs Sábado 9.00 a 15:00 hrs.	2 días hábiles

Preparación del Paciente : Según tipo de muestra e indicación médica.

Muestra Requerida : Líquido cefaloraquídeo (LCR), Tejido, biopsia, lavado broncoalveolar (LBA) en

frasco estéril, lesión de piel, ulceras y vesículas de piel y mucosas con tórula de

dacron en medio de transporte Universal (MTU). Aspirado nasofaríngeo, Aspirado traqueal e HNF.

Estabilidad de la Muestra

Muestra	T° Ambiente	Refrigerada	Congelada
	(20 - 25 °C)	(2 - 8 °C)	(-20°C)
Todas	NO	48 hrs	1 mes

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día :

Todas las muestras a 4° C, con unidades refrigerantes.

*Desde fuera de Santiago:

Refrigerada SI/ Ambiente NO/ Congelada SI

*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.

Método Utilizado : Real Time PCR

Intervalos de Referencia : Negativo

Valor Crítico : Valor de alerta Positivo en LCR

Parámetros de Desempeño : Limite de Sensibilidad 10 copias/reacción

Información Clínica : Diagnóstico diferencial de meningoencefalitis viral. Permite la identificación del

genoma de VZV o HSV 1/2 en el líquido cefalorraquídeo del paciente y eventualmente desde otros fluidos. Diagnostico de virus varicela zoster y

herpes simplex 1/2 en lesión ulcerada, vesículas o biopsia.

Referencias : LightMix Kit HSV-1/2/VZV (TIB MolBIOL) cat N° 40-0358-32