

## ANTICUERPOS ANTI-TIROIDEOS

Actualizado en Noviembre 2021 por TM Jacqueline Parada.  
Revisado y Aprobado por TM César González

**Código del Examen** : 1936

Este examen está compuesto por:

Prestación	Código
Anticuerpos Anti-Peroxidasa Tiroidea (Anti-TPO)	1928
Anticuerpos Anti-Tiroglobulina (Anti-Tg)	1932

**Nombres del Examen** : Anticuerpos Anti-Tiroideos

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio CMSJ Bioquímica (Inmunoquímica)	Lunes a Sábado (08:00 - 18:00 hrs.)	1 día hábil

**Preparación del Paciente** : No requiere preparación

**Muestra Requerida** : ■ Suero  
Recolectar mínimo 2 mL de sangre en un tubo tapa roja (sin anticoagulante).

*Muestra Opcional:* ■ Plasma - EDTA (tubo tapa lila)

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	8 horas	8 horas	No aplica
Suero / Plasma	8 horas	3 días	1 mes

**Condiciones de Envío al Laboratorio** : \*Dentro de Santiago y en el día  
Sangre total: Ambiente SI/Refrigerada SI/Congelada NO  
Suero o Plasma: Ambiente NO/Refrigerada SI/Congelada SI

\*Desde fuera de Santiago  
Suero o Plasma: Ambiente NO/Refrigerada SI/Congelada SI

*\*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

**Método Utilizado** : Inmunoensayo Quimioluminiscente de Micropartículas (CMIA) / Alinity i / Abbott

**Intervalo de Referencia** : Referirse a cada examen en particular

**Valor Crítico** : Referirse a cada examen en particular

**Parámetros de Desempeño** : Referirse a cada examen en particular

**Información Clínica** : Referirse a cada examen en particular

**Referencias** : 1. Sistema de Información de Exámenes, SINFEX. Anticuerpos Anti-Peroxidasa Tiroidea (Anti-TPO). Código 1928. Servicios de Laboratorios Clínicos Pontificia Universidad Católica de Chile.  
2. Sistema de Información de Exámenes, SINFEX. Anticuerpos Anti-Tiroglobulina (Anti-Tg). Código 1932. Servicios de Laboratorios Clínicos Pontificia Universidad Católica de Chile.