



Toma de Muestra saliva para PCR COVID 19

(IP-057)

Estimado Paciente:

Su médico le ha solicitado el examen llamado **PCR- COVID 19 en saliva**

En la Unidad de Toma de Muestra le entregarán **1 tubo de plástico con medio de transporte** para la recolección de saliva.

Lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de recolectar la muestra.

Requisitos:

- 30 minutos antes de la recolección **NO** debe:
 - Lavarse los dientes
 - Comer sólidos
 - Tomar Líquidos

- Debe retirarse el lápiz labial si lo está usando.

Recolección de la muestra:

1. Se utilizará para la muestra de saliva 1 tubo cónico de 15 ml con medio de transporte universal el cual debe estar rotulado con nombre y RUT.
2. Retire la mascarilla y acumule saliva en su boca. Abra la tapa del tubo que contiene MTU, y deposite la saliva en él. Evite los derrames fuera del reservorio. La cantidad requerida oscila entre 1 a 2 ml de saliva.
3. Cierre muy bien el tubo, póngalo en la bolsa y entregue a la Enfermera o Técnico de la Unidad de Toma de Muestras.
4. Después de entregar el tubo, el paciente debe lavarse las manos o higienizarlas con alcohol gel.

Traslado de las Muestras:

La muestra debe ser trasladada lo antes posible al Laboratorio con unidades refrigerantes.

La muestra de saliva se traslada en triple embalaje, a temperaturas aproximadas entre +4 a 8°C hacia el laboratorio.