

ELECTROLITO CLORO EN OTROS FLUIDOS

Actualizado en Septiembre 2024 por TM Jacqueline Parada
Revisado y Aprobado por TM César González

Código del Examen : 1705

Nombres del Examen : Cloro (Cl, cloruro) en otros fluidos

Laboratorios de Procesamiento	Laboratorio		
	Días de Procesamiento		Plazo de Entrega de Resultados
	Laboratorio CMSJ Bioquímica (Química)	Lunes a Sábado	1 día hábil
	Laboratorio Hospital Clínico	Lunes a Domingo 24 horas	1 hora (sólo para pacientes Hospitalizados)
	Laboratorio Clínica San Carlos de Apoquindo	Lunes a Domingo 24 horas	Rutina: En el día Urgente (STAT): 40 min. (sólo para pacientes Hospitalizados)

Preparación del Paciente : Según tipo de muestra e indicación médica.

Muestra Requerida : ■ Fluido biológico
Recolectar mínimo 2 mL de fluido biológico en un tubo tapa roja (sin anticoagulante). Mantener y enviar refrigerado al laboratorio.

Muestra Opcional: No Aplica

Estabilidad de la Muestra ¹	Muestra			
	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)	
	Sin información	7 días	No Aplica	

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día
Fluido biológico: Ambiente NO/Refrigerada SI/Congelada NO

*Desde fuera de Santiago
Fluido biológico: Ambiente NO/Refrigerada SI/Congelada NO

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : Ion Selectivo - Potenciometría Indirecta / Roche/ Cobas

Intervalos de Referencia : No disponible.

Valor Crítico : No aplica.

Parámetros de Desempeño² : Rango de Medición:
20 - 350 mEq/L

Información Clínica : La utilidad clínica de este examen depende del tipo de fluido biológico y de la condición clínica del paciente, por lo que debe ser interpretado por el médico tratante.

Referencias : 1. Mayo Medical Laboratories. Chloride, Body Fluid
2. Cobas. ISE indirect Na, K, Cl for Gen.2. Inserto del Fabricante