

PCR PARA VIRUS BK

Actualizado en Julio 2022 por TM. Carlos Palma LL.
Revisado y Aprobado por Dra Marcela Ferrés.

Código del Examen : 2072

Nombres del Examen : PCR PARA VIRUS BK Fluídos

Laboratorios de Procesamiento	:		
		</	

Preparación del Paciente : No requiere preparación.

Muestra Requerida : Otras muestras a excepción de sangre u orina (Tejido, Biopsia en frasco estéril, etc.)

Estabilidad de la Muestra	Muestra			
	T° Ambiente (20 - 25 °C)			
	Refrigerada (2 - 8 °C)			
	Congelada (-20°C)			
	Todas las Muestras	NO	48 hrs	1 mes

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día:
Todas las Muestras: Ambiente NO/ Refrigerada SI/ Congelada Si

*Desde fuera de Santiago:
Todas las Muestras: Ambiente NO/ Refrigerada SI/ Congelada Si

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : PCR en tiempo real cualitativo

Intervalos de Referencia : Negativo

Valor Crítico : NO

Parámetros de Desempeño : Límite de detección 250 copias/ml

Información Clínica : De ayuda en diagnóstico diferencial de Nefritis intersticial en paciente trasplantado renal, cistitis hemorrágica, monitoreo clínico de paciente trasplantado renal y con transplante de precursores hematopoyéticos.

Referencias : Inserto BKV ELITE MGB Kit, Ref RTS175PLD

Observaciones : Para sangre y Orina usar código 2149