

CARGA VIRAL DE VIRUS DE LA INMUNO DEFICIENCIA HUMANA (VIH)

Actualizado en Marzo 2025 por T.M. María Belén Leyton.
Revisado y Aprobado por Dra. Marcela Ferrés.

Código del Examen	: 1097												
Nombres del Examen	: Carga Viral de VIH												
Laboratorios de Procesamiento	: <table border="1" data-bbox="597 529 1565 716"> <thead> <tr> <th>Laboratorio</th> <th>Días de Procesamiento</th> <th>Plazo de Entrega de Resultados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laboratorio de Infectología y Virología Molecular</td> <td>Lunes a Jueves de 8:30 a 18:00 hrs. Viernes de 8:30 a 17:00 hrs. Sábado de 9:00 a 15:00 hrs</td> <td>7 días hábiles</td> </tr> </tbody> </table>	Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados	Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a Jueves de 8:30 a 18:00 hrs. Viernes de 8:30 a 17:00 hrs. Sábado de 9:00 a 15:00 hrs	7 días hábiles						
Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados											
Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a Jueves de 8:30 a 18:00 hrs. Viernes de 8:30 a 17:00 hrs. Sábado de 9:00 a 15:00 hrs	7 días hábiles											
Preparación del Paciente	: No requiere preparación.												
Muestra Requerida	: 2 tubos sangre PPT BD Vacutainer con EDTA o 2 tubos con EDTA o 1 tubo 8mL con EDTA o Plasma (4 ml).												
Estabilidad de la Muestra	: <table border="1" data-bbox="597 903 1565 1031"> <thead> <tr> <th>Muestra</th> <th>T° Ambiente (20 - 25 °C)</th> <th>Refrigerada (2 - 8 °C)</th> <th>Congelada (-20°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangre total</td> <td>6 horas</td> <td>72 horas</td> <td>Nunca</td> </tr> <tr> <td>plasma</td> <td>24 hrs</td> <td>72 horas</td> <td>6 semanas</td> </tr> </tbody> </table>	Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)	Sangre total	6 horas	72 horas	Nunca	plasma	24 hrs	72 horas	6 semanas
Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)										
Sangre total	6 horas	72 horas	Nunca										
plasma	24 hrs	72 horas	6 semanas										
Condiciones de Envío al Laboratorio	: *Dentro de Santiago y en el día: tubos con EDTA a 4°C con unidad refrigerante. *Desde fuera de Santiago: tubos con EDTA a 4°C con unidad refrigerante, solo si el tiempo de traslado es menor o igual a 24 horas, desde tomada la muestra hasta el ingreso al laboratorio. Si el tiempo de traslado no cumple con la estabilidad de la muestra, se requiere separar el plasma (aprox. 4 ml) *Es requisito adjuntar la orden médica solicitando Carga viral de VIH.												
Método Utilizado	: PCR Tiempo real Cobas 4800/6800 (Roche).												
Intervalos de Referencia	: Indetectable.												
Valor Crítico	: No aplica.												
Parámetros de Desempeño	: 20-10.000.000 copias/mL de plasma (Intervalo de Cuantificación).												
Información Clínica	: Este examen es utilizado para el análisis de carga viral en pacientes con VIH sometidos a tratamiento o sin el.												
Referencias	: cobas® HIV-1, Prueba cuantitativa de ácidos nucleicos para uso en el cobas® 4800 System (IVD)												