

CARGA VIRAL DE VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV)

Actualizado en Noviembre 2023 por TM Ana María Contreras
Revisado y Aprobado por Dra. Marcela Ferrés.

Código del Examen : 1512

Nombres del Examen : Carga Viral HCV

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a Viernes (8:30 a 18:00 hrs) Sábado (9:00 a 15:00 hrs)	15 días hábiles

Preparación del Paciente : No requiere preparación.

Muestra Requerida : ■ 2 tubos sangre con EDTA o 1 tubo 8mL sangre con EDTA o Plasma

Estabilidad de la Muestra :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre total	6 horas	24 horas	Nunca
plasma	24 hrs	72 horas	6 semanas

Condiciones de Envío al Laboratorio :

- *Dentro de Santiago y en el día:
Sangre total: Ambiente Si/Refrigerado Si/ Congelado No
- *Desde Fuera de Santiago:
Plasma Ambiente No/Refrigerado Si/ Congelado Si

*SOLO se requiere separar el plasma (4 ML) si el tiempo de traslado no cumple con la estabilidad de la muestra

Método Utilizado : PCR Tiempo real Cobas 4800 System (Roche).

Intervalos de Referencia : Indetectable

Valor Crítico : No aplica

Parámetros de Desempeño : 15-100.000.000 UI/mL de plasma (Intervalo de Cuantificación)

Información Clínica : Monitoreo de Carga Viral en pacientes con HCV, en tratamiento o sin él.

Referencias : cobas® HCV, Prueba cuantitativa de ácidos nucleicos para uso en el Cobas® 4800 System (IVD)