



## PREPARACIÓN DE MUESTRAS (centrifugar, separar y rotular)

Actualizado en Enero 2025 por TM Jacqueline Parada.

Revisado y Aprobado por TM César González.

Código del Examen : 631

Nombres del Examen : No aplica

Laboratorios de Procesamiento :

| Laboratorio                                       | Días de Procesamiento       | Plazo de Entrega de Resultados |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laboratorio CMSJ<br>Bioquímica<br>(Química)       | Lunes a Sábado              | No aplica                      |
| Laboratorio<br>Hospital clínico                   | Lunes a Domingo<br>24 horas | No aplica                      |
| Laboratorio<br>Clínica San Carlos de<br>Apoquindo | Lunes a Domingo<br>24 horas | No aplica                      |

Preparación del Paciente : No aplica

Muestra Requerida : Según solicitud.

Estabilidad de la Muestra : Según analito.  
Revisar cada sinfex en particular.

Condiciones de Envío al Laboratorio : Según analito.  
Revisar cada sinfex en particular.

Método Utilizado : Centrifugación convencional.

Intervalo de Referencia : No aplica

Valor Crítico : No aplica

Parámetros de Desempeño : No aplica

Información : La preparación de muestras sólo incluye su **centrifugación, separación y rotulación**, pero NO incluye el almacenamiento de las muestras, ni procedimientos adicionales a los ya mencionados.

Para otros procedimientos revisar el sinfex correspondiente:

| Procedimiento                     | Código |
|-----------------------------------|--------|
| Almacenamiento refrigerado        | 1792   |
| Almacenamiento congelado (-70°C)  | 2067   |
| Almacenamiento congelado (-20°C)  | 1741   |
| Almacenamiento ambiente           | 2234   |
| Preparación de muestras complejas | 1834   |
| Extracción de ADN                 | 1833   |

Referencias : No aplica