

## PCR CUANTITATIVO PARA ADENOVIRUS (ADV)

Actualizado en Julio 2022, TM Carlos Palma LL.  
Revisado y Aprobado por Dra Marcela Ferres.

**Código del Examen** : 2326

**Nombres del Examen** : PCR CUANTITATIVO PARA Adenovirus, CARGA VIRAL ADV, PCR Adenovirus en Sangre

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Infectología	Lunes a Viernes ingreso de muestras hasta 19:00 Sábado, hasta 5 hrs	2 días hábiles

**Preparación del Paciente** : No requiere preparación.

**Muestra Requerida** : □Sangre con anticoagulante EDTA (tubo tapa lila) 2 ml o plasma EDTA 1 ml.  
Nota: En caso de pacientes pediátricos o con vías especiales los volúmenes mínimos de: Sangre total EDTA: 1.5 ml  
Plasma EDTA: 0.7 ml

Muestra	T° Ambiente (20 -25 °C)	Refrigerada (2 -8 °C)	Congelada (-20°C)
SANGRE Tubo Lila	2 hrs	24 hrs	NUNCA
PLASMA de Tubo Lila	2 hrs	72 hrs	1 mes

**Condiciones de Envío al Laboratorio** : \*Dentro de Santiago y en el día: 1 tubo sangre completa con unidad refrigerante.

\*Desde fuera de Santiago: Plasma con unidades refrigerantes.

\*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.

**Método Utilizado** : PCR cuantitativo en tiempo real

**Valores de Referencia** : Indetectable

**Valor de Alerta** : No aplica

**Parámetros de Desempeño** : Intervalo de cuantificación: desde 47 copias/mL hasta 34210527 copias/mL

**Información Clínica** : De utilidad en pesquisa y manejo de pacientes con viremia por ADV, en aquellos pacientes trasplantados que se manejan con terapia anticipada (pre-emptive) para ADV.

**Referencias** : ADENOVIRUS ELITe MGB® Kit