

PCR PARA PARECHOVIRUS

Actualizado en Mayo 2022 por TM. Ana Maria Contreras.
Revisado y Aprobado por Dra. Marcela Ferres.

Código del Examen : 2545

Nombres del Examen : PCR PARECHOVIRUS

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hrs Sábado de 09:00 a 15:00 hrs	2 días hábiles

Preparación del Paciente : Según tipo de muestra e indicación médica.

Muestra Requerida : Sangre, PLASMA, LCR, HNF, DEPOSICIONES y BIOPSIA

- Recolectar mínimo 1 mL de sangre en un tubo tapa lila (EDTA).
- Plasma (EDTA)
- LCR tubo rojo estéril.
- Hisopado Naso Faríngeo en MTU (medio de transporte universal)
- Depositiones en frasco estéril
- Biopsia (MTU)

Muestra Opcional: No aplica.

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre	2 hrs	48 hrs	NO
Otras	NO	48 hrs	indefinida

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día:
Todas las muestras a 4 °C con unidad refrigerante

*Desde fuera de Santiago:
Sangre: Solo enviar Plasma (Separar desde tubo tapa lila) si el tiempo de traslado no cumple con la estabilidad de la muestra
Otras muestras, con unidades refrigerantes.

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : RT-PCR en tiempo real

Intervalos de Referencia : Negativo

Valor Crítico : Valor de alerta Positivo en LCR y en Sangre.

Parámetros de Desempeño : No disponible

Información Clínica : De utilidad en el diagnóstico diferencial de sospecha de viremia, sepsis viral y meningoencefalitis

Referencias : W. Allan Nix et al. Detection of All Known Parechoviruses by Real-Time PCR. JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Aug. 2008, p. 2519-2524