

DEPOSICIÓN (hasta 24 hrs. de emisión)

(Aplicable para los siguientes exámenes: Calprotectina, Clostridium, Esteatocrito, Detección de antígenos de H. pylori, Elastasa Fecal, Test Pack Rotavirus, Test Pack Adenovirus)

(IP-045)

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen que requiere de una muestra de Deposición Fresca. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

En la Unidad de Toma de Muestras de Laboratorios Clínicos UC le entregarán un frasco limpio y seco con una paleta de madera.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto, lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.



Requisitos:

- Si el examen solicitado es Clostridium se requiere solo deposición líquida.
- Si el examen solicitado es Detección de antígenos de Helicobacter pylori, se recomienda esperar mínimo 4 semanas para realizar el examen en pacientes que hayan recibido tratamiento de erradicación de H. pylori.

Recolección de la muestra:

1. Defeque en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina).
2. Con la paleta de madera, tome una **muestra de deposición del tamaño de una nuez**. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó.
3. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.
4. **Si el paciente utiliza pañal:** La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina y sin aplicar cremas, aceites o talco el día de la toma de muestra.

Traslado de la muestra:

- Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Luego, introduzca esto en otra bolsa que contenga hielo. Amarre bien la bolsa.
- Entregar en la Unidad **el mismo día de emitida la muestra**.
- Horario de Recepción de muestra: **Lunes a Viernes antes de las _____ horas y Sábados antes de las _____ horas.**

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de enfermería de la Unidad de Toma de Muestras o llámenos a la Central Telefónica al

226767000