

PAROTIDITIS VIRUS IgM

Actualizado en Mayo 2022 por TM. Ana M. Contreras.
Revisado y Aprobado por Dra. Marcela Ferrés.

Código del Examen : 461

Nombres del Examen : Parotiditis Virus IgM.

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs Sábado de 9:00 a 15:00 hrs	2 días hábiles

Preparación del Paciente : No requiere preparación.

Muestra Requerida : Sangre (suero), tubo tapa roja (sin anticoagulante)

Estabilidad de la Muestra :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Suero	6 hrs	72 hrs	30 días

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día:
Sangre Total : Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada NO
Suero: Ambiente Si/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago:
Suero: Ambiente Si/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.

Método Utilizado : ELISA

Intervalos de Referencia : Negativo

Valor Crítico : Valor de alerta Epidemiológica

Parámetros de Desempeño : Una muestra es positiva si el valor obtenido es mayor a 15 U/ml.

Interpretación

< 10 U/ml : Negativo

Entre 10 U/ml y 15 U/ml : Indeterminado

> 15 U/ml : Positivo

Información Clínica : Indicador de enfermedad aguda por virus Parotiditis.

Referencias : www.virion-serion.de