

ALMACENAMIENTO MUESTRAS PACIENTES HOSPITALIZADOS

Elaborado en Septiembre 2021 por TM. Carlos Díaz
Revisado y Aprobado por Dra. Ana María Guzmán

Código del Examen : 2638

Nombres del Examen : Almacenamiento Muestras Paciente Hospitalizado

Laboratorios de Procesamiento			
	Laboratorio	Días de Recepción de las muestras	Plazo de Entrega de Resultados
	Laboratorio Hospital Clínico	24 horas	No aplica
	Laboratorio Clínica San Carlos de Apoquindo	24 horas	No aplica

Preparación del Paciente⁴ : No aplica.

Muestra Requerida : Sangre, Tejidos, Líquidos de cavidades estériles y otras que requieran ser guardadas para posibles estudios posteriores.

Estabilidad de la Muestra :

- Las muestras deben ser trasladadas inmediatamente al laboratorio.
- Las muestras se almacenan en el Laboratorio por posibilidad de solicitud de estudios posteriores.
- Las muestras permanecerán almacenadas por un periodo de 7 días, luego serán eliminadas, excepto que del Servicio Clínico se solicite extender su guardado por más tiempo.
- Se debe indicar claramente la condición a la cual se requiere guardar: temperatura ambiente, refrigerada, congelada -20°C, congelada -80°C.

Condiciones de Envío al Laboratorio :

- *Dentro de Santiago y en el día
Tejidos, líquidos y otros: Ambiente **No**/Refrigerada **SI**/Congelada **NO**
- *Desde fuera de Santiago
Tejidos, líquidos y otros: Ambiente **No**/ Refrigerada **SI**/ Congelada **NO**
- *Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.

Método Utilizado : No aplica

Intervalo de Referencia^{1,2} : No aplica

Valor Crítico : No aplica

Parámetros de Desempeño¹ : No aplica

Información Adicional : No aplica

Referencias : No aplica